



© Zahnmedizinisches Institut Dr. Huemer GmbH

### Minifive®

Knopfankerfixierte Totalprothese auf fünf Mini-Implantaten im Unterkiefer

Schlecht sitzende Zahnprothesen erschweren nicht nur das Kauen und Reden. Häufig reduzieren die betroffenen Menschen auch ihre sozialen Kontakte, weil schlecht sitzende Prothesen das ungezwungene Essen in einer Familienrunde oder unter Freuden unmöglich machen.

Mikroimplantate stellen eine Möglichkeit dar, die Stabilität einer Prothese und somit das Wohlbefinden des Patienten wieder herzustellen.

### Wann empfehlen wir diese Behandlung?

- bei ungenügendem Prothesenhalt im zahnlosen Unterkiefer
- bei komplettem Zahnverlust durch Unfall, fehlgeschlagenen Wurzelbehandlungen, lokalen schweren Zahnbettterkrankungen oder Zahnentfernungen

### Vorteil:

- Einfache kostengünstige prothetische Versorgung durch fünf Implantate
- Die prothetische Fertigstellung erfolgt am Tag der Implantation.

### Wie läuft die Behandlung ab?

Bei einer Minifive®-Operation werden im Unterkieferknochen fünf Mikroimplantate eingesetzt, um der vorhandenen Prothese Halt zu geben. Die Prothese wird innerhalb eines Tages so umgebaut, dass sie mittels Kugelknopfanker auf die Implantate aufgesetzt und somit fixiert werden kann.

Die Operation ist einfach, risikoarm und belastet auch ältere Menschen kaum. Außerdem sind Mikroimplantate leicht zu reinigen.

Ein entzündungsfreies Implantatbett wird durch eine regelmäßige Implantatprophylaxe gesichert.

### Zu beachten:

- Diese Behandlungsmethode kann nur im Unterkiefer erfolgsversprechend durchgeführt werden.
- Die Prothese ist durch die Knopfanker stabilisiert, jedoch nicht starr, d. h. beim Abbeißen kommt es zu einer minimalen Bewegung der Prothese.